

PROCEDURE D'EXTRACTION DES DENTS DE SAGESSE MANDIBULAIRES

- Habillage des meubles (champs blancs)
- Champs opératoires stériles (vert et blanc)
- Analgésie (loco-régionale et régionale) avec :
 - 2 seringues auto aspirantes
 - 2 aiguilles longues 32 mm
 - 2 aiguilles 16 mm

- Plaquettes de cartouches de solution analgésique
- 1 davier à dent de sagesse mandibulaire
- 1 davier à racines mandibulaires
- 1 syndesmotome de Bernard droit
- Elévateurs baïonnettes (endroit et envers)
- 1 syndesmotome de Chompret faucille
- Lames de bistouri (en général 11 ou 12)
- 1 curette moyenne
- 1 curette grande
- 1 boîte de chirurgie :
 - un manche de bistouri
 - un écarteur lame
 - un décolleur
 - ciseaux de Mezenbaum
 - ciseaux chirurgicaux
 - un porte aiguille
 - fraises à séparer
 - fraises à os
 - une râpe à os
 - un CK6
 - une pince de Debakay

- 1 cupule inox
- Bétadine
- Compresse stériles emballées
- Canules d'aspiration
- Ecarteurs
- Fil à suture
- Poubelle